

Visuelles Wahrnehmungstraining Benutzerhandbuch

# Inhalt

1	Allgemein	1 7	Expo	rt		
2	Einrichten von <b>dob</b>	1	7.1	3		
	2.1 <b>dob</b> online	1	7.2		eichern	
	2.2 <b>dob</b> App	1	7.3	•		
2	Ashaitan mit dah	<b>-</b>			en <b>dob</b> online	
3	Arbeiten mit <b>dob</b>			7.3.2 Übungen exportiere	en <b>dob</b> App	
	3.1 Voraussetzungen	8	Impo	ort		23
	3.1.2 <b>dob</b> online		8.1	Allgemein .		23
	3.1.3 <b>dob</b> App		8.2	Import von Übungen aus <b>d</b>	ob pro	24
	3.2 Programm starten			8.2.1 Übungen importier	en <b>dob</b> online	24
	3.3 Hauptmenu und Navigation			8.2.2 Übungen importier	en <b>dob</b> App	24
Δ	Wahl Übung	<sub>4</sub> 9	Mod	ule		25
•	4.1 Zwei Zugänge					
	4.2 Wahl Übung via Modul		9.1	<b>—</b> ·	n Objekt erkennen 1	
	4.3 Wahl Übung via Kompetenz			_		
	4.4 Vordefinierte Übungen					
	4.4.1 Titel der vordefinierten Übungen			9.1.3 Übungen		
	4.5 Eigene Übungen		9.2	spotPlus Eir	n Objekt von anderen unterscheiden	26
	4.5.1 Vordefinierte Übungen übernehmen	8	7.2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4.5.2 Eigene Übungen verwalten	9		<u> </u>		
5	Favoriten	n		9.2.3 Eigenschaften		
,	5.1 Allgemein			9.2.4 Anordnung		27
	5.2 Favoriten anpassen			9.2.5 Übungen		27
	5.3 Übungen in den Favoriten speichern					
			9.3		n Objekt erkennen 2	
6	Lektion			•		
	6.1 Allgemein					
	Übungen für Lektionen vormerken					
	6.3 Neue Lektion erstellen			9.3.4 Ubungen		
	6.3.1 Erstellen einer Lektion via Modul oder Kompetenz		0.4	track Ein	ner Spur folgen	20
	6.3.2 Erstellen einer Lektion via Auswahl L		9.4			
	Lektion bearbeiten	<del>j</del>		<u> </u>		

	9.5	trace	Einem Objekt folgen				
		9.5.1 Aufgabe					
		9.5.2 Übungsablauf .					
		9.5.3 Übungen					
	9.6	stimula	Bewegte Muster wirken lassen				
	9.0						
		_					
0	Steue	erung des Programms m	ittels Tastatur und Touchscreen				
	10.1						
	10.2	Innerhalb einer Übung					
	10.3	Individualisierung spot:	fixes Objekt				
	10.4	Individualisierung spot:	bewegtes Objekt				
	10.5	Individualisierung spotP	lus				
	10.6	Individualisierung zoom					
	10.7	Individualisierung track					
	10.8	Individualisierung trace					
	10.9	Individualisierung stimu	la				
1	Über	sicht					
	11.1	Module					
	11.2	Übungskategorien und <sub>I</sub>	orimäre Kompetenz				
	11.3	Kompetenzen und Zuoro	dnung der Module				
2 Evaluation Übung							
	12.1	Einstellungen Evaluation	1				
	12.2	Allgemeine Optionen					
	12.3	Beispiele von Evaluation	nen				
		12.3.1 Evaluation 1: Mo	dul spot – Blickwechsel horizontal 50				
		12.3.2 Evaluation 2: Mo	dul spotPlus – suchen und finden Form $\dots \dots 51$				
			dul zoom – Kontrast				
		12.3.4 Evaluation 4: Mo	odul track – Ziele sammeln				

13	Editor						
	13.1	Allgem	nein54				
		13.1.1	Den Editor öffnen				
		13.1.2	Einstellungen und Vorschau				
		13.1.3	Art der Auswahl				
	13.2	Einstel	lungen alle Module				
		13.2.1	Aufgabe				
		13.2.2	Objekt				
		13.2.3	Hintergrund				
	13.3	Moduls	spezifische Einstellungen				
		13.3.1	spot				
		13.3.2	spotPlus				
		13.3.3	zoom				
		13.3.4	track und trace				
		13.3.5	stimula				
14	Dank	(					
15	Hinw	veis					
16	Сору	right .					

#### 1 Allgemein

**dob** ist eine Lernsoftware für die Förderung von visuellen und visuomotorischen Grundfähigkeiten. Das Programm wurde speziell für die Bedürfnisse von sehbehinderten Menschen entwickelt. Der hohe Grad an Individualisierbarkeit erlaubt aber auch den Einsatz in weiteren Gebieten der Heil- und Sonderpädagogik, in der Rehabilitation und auch als Förder- und Beobachtungsinstrument in der Frühförderung.

Die Software bietet ein breites Spektrum an Übungen welche von einfachen Stimulationen über basale Aufgaben bis zum Training kognitiver Fertigkeiten reichen.

#### **Epilepsiewarnung**

Bei manchen Personen kann es in besonderen Fällen zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt sind. Diese Personen können möglicherweise bei der Benutzung von **dob** einen Anfall erleiden. Hiervon können auch Personen betroffen sein, deren Krankheitsgeschichte bislang keine Epilepsie aufweist und die nie zuvor epileptische Anfälle gehabt haben.

#### 2 Einrichten von dob

#### 2.1 dob online

Die Online-Version von **dob** kann direkt in einem modernen Browser gestartet werden. Am zuverlässigsten funktioniert **dob** mit Chrome oder Firefox, weil es dort am ausgiebigsten getestet wurde. Erstellen Sie für einen schnellen Start auf dem Computer ein Lesezeichen oder eine Verknüpfung auf dem Schreibtisch und auf dem iPad/Android-Tablet ein Starticon auf dem Home-Bildschirm.


Es empfiehlt sich im Vollbildmodus zu arbeiten. Drücken Sie dazu auf dem Computer die Taste F11 (Windows) / 个眾F (Mac), auf dem iPad/Android-Tablet starten Sie das Programm mit dem Icon auf dem Home-Bildschirm.

Löschen Sie nach Programmaktualisierungen jeweils den Browser-Verlauf, damit alle Neuerungen einwandfrei übernommen werden.

#### 2.2 **dob** App

Laden Sie die App aus dem App-Store auf ihr iPad. Tippen Sie auf die **dob**-Kachel, um die App zu starten.





Einrichten eines Starticons auf einem iPad/Android-Tablet

1

#### 3 Arbeiten mit **dob**

#### 3.1 Voraussetzungen

#### 3.1.1 Allgemein

Mit der Nutzung unterschiedlicher Eingabeoptionen, wie Touchscreen, Taster, Maus oder Tastatur, berücksichtigt das Programm die besonderen Voraussetzungen mehrfachbehinderter Menschen. In den meisten Übungen von **dob** beschränkt sich die Eingabe auf zwei Befehle: Bestätigung und Weiter. Diese Befehle werden mittels der Tasten SPACE und ENTER erfasst. Die beiden Eingaben lassen sich auch zusätzlich auf Tastern definieren. Damit wird besonders innerhalb der Übungen ein möglichst selbstständiges Arbeiten angestrebt. In der Regel sollten die Lernenden aber bei der Arbeit mit **dob** von einer Person begleitet werden, welche die Übungen erklärt und wo nötig unterstützen kann.

#### **3.1.2 dob** online

dob online kann auf Desktop-Computern, Laptops und auf Tablets genutzt werden. Steuerung auf Desktop-Computer und Laptops: Mit Maus und Tastaturbefehlen oder Taster. Falls ein Touchscreen verbunden ist, stehen zusätzlich alle Gesten zur Verfügung Steuerung auf Tablets: Mit Gesten. Bluetooth-Tastaturen sind nicht unterstützt.

#### 3.1.3 **dob** App

Die App wird auf Tablets mit iOS genutzt.

Steuerung der App: Mit Gesten. Eine mit dem Tablet verbundene Bluetooth-Tastatur unterstützt auch sämtliche Tastaturbefehle von **dob**.

#### 3.2 Programm starten

Nach dem Starten von **dob** können Sie im Browser in den Vollbildmodus wechseln. Drücken Sie dazu die Taste F11 (Windows) / ↑ ﷺ (Mac).

## 3.3 Hauptmenu und Navigation

Nach dem Intro wird das Hauptmenu eingeblendet. Später können Sie das Hauptmenu mittels der Tastenkombination 1 + M oder der Geste 1 aufrufen. Am Ende einer Übung oder einer Lektion wird das Menu automatisch eingeblendet.


Innerhalb des Programms stehen häufig folgende Tasten zur Verfügung:

Home

zurück zum Hauptmenu

Start / weiter alternativ: SPACE

→ Übersicht der Tastaturbefehle und Gesten für Touchscreens Sie kann im Programm jederzeit mittels der Tastenkombination ①+ ☐ eingeblendet werden.



Hauptmenu

3

# 4 Wahl Übung

#### 4.1 Zwei Zugänge

Der Zugriff auf die Übungen erfolgt entweder über die Wahl eines Moduls oder über die Wahl einer Kompetenz des Sehens.

Ein Modul ist ein bestimmter Übungsmechanismus. Innerhalb eines Moduls können abhängig von den Parametern einer Übung unterschiedliche Kompetenzen trainiert werden.



Wahl Modul → Beschreibung der Module


Die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit setzt unterschiedliche Kompetenzen voraus. Die Auswahl einer Übung kann daher auch über die Wahl einer bestimmten Kompetenz des Sehens erfolgen.




Wahl Kompetenz → Liste der Kompetenzen und Teilkompetenzen

Drücken der Taste 🔳 ändert die Anordnung der beiden Zugänge.

#### 4.2 Wahl Übung via Modul



#### 4.3 Wahl Übung via Kompetenz



# 4.4 Vordefinierte Übungen

dob beinhaltet mehr als 2000 vordefinierte Übungen.

→ Übersicht aller Übungen geordnet nach Übungsart auf www.dob.li.

#### 4.4.1 Titel der vordefinierten Übungen

Der Übungstitel besteht in der Regel aus einem zweiteiligen Namen, einem Code und allenfalls einer nachgestellten Spezifizierung. Der Name beschreibt im ersten Teil die Übungsart (z.B. Blickwechsel), die Ergänzung (z.B. vertikal) grenzt die Übungsart weiter ein. Der Code gibt Hinweise auf die Gestaltung der optischen Umgebung.

→ Übungskategorien und primäre Kompetenz

Beispiel: Blickwechsel vertikal L\_col\_2, animiert

Aufgabe	Grösse des Objekts		Farben, Kontraste Nummer		
	XXL	maximal gross	pos	,	
	XL	sehr gross		hellem Hintergrund	
	L	gross	neg	,	
	M m	mittel		dunklem Hintergrund	
	S	klein	col	Farbiges Objekt vor	
	XS	sehr klein		farbigem oder gemus- tertem Hintergrund	
	XXS	minimal klein		tertem rimiter grania	
	R	Reihe, Folge			

Die nachgestellten Spezifizierungen weisen auf weitere Besonderheiten hin.

sw: Schwarzes Objekt vor weissem Hintergrund, optimale Kontraste

2. Hintergrundfarbe: immer 40% grau

(Berücksichtigung von Blendempfindlichkeit)

animiert: Animiertes Objekt


Fahrzeuge u. a: Gegenständliche Objekte einer bestimmten Kategorie

7


## 4.5 Eigene Übungen

#### 4.5.1 Vordefinierte Übungen übernehmen

Vordefinierte Übungen können ins Fenster *Eigene Übungen* übernommen werden. Unter *Eigene Übungen* werden auch alle im Editor erstellten Übungen abgelegt. Erstellen eigener Übungen → Editor.



# 4.5.2 Eigene Übungen verwalten



Verwaltungsoptionen

Kopiert die Übung in die Favoriten

Merkt die Übung für Lektionen vor

**☆** Kopiert die Übung in den Export-Bereich

Erstellt eine Kopie der ausgewählten Übung in Eigene Übungen


Entfernt die Übung


Öffnet den Editor mit den Einstellungen der ausgewählten Übung


#### 5 Favoriten

## 5.1 Allgemein

Die Taste *Favoriten* im Hauptmenu führt zu einer Auswahl von Übungen aus verschiedenen Modulen. Diese Auswahl kann angepasst und mit eigenen Favoriten ergänzt werden. Sie lässt sich nach Modul oder Kompetenz filtern. Die Übungen werden durch Klicken/Tippen auf die Vorschau gestartet.








## 5.2 Favoriten anpassen

Klicken/Tippen auf Ø öffnet die Bearbeitungsoptionen.




## Reihenfolge ändern

Ziehen Sie die Vorschau mit gedrückter linker Maustaste oder mit dem Finger (Touchscreen) an den gewünschten Platz. Ziehen Sie die Vorschau an den rechten oder linken Bildschirmrand um die Übung auf eine andere Seite zu verschieben.

- Ö Übung aus den Favoriten entfernen
- Grundeinstellungen wieder herstellen Achtung: Alle bisherigen Änderungen werden gelöscht!
- **y** Bearbeitung beenden


# 5.3 Übungen in den Favoriten speichern




#### 6 Lektion

## 6.1 Allgemein

Eine Lektion besteht aus mehreren Übungen. Die Übungen können aus unterschiedlichen Modulen oder Kompetenzbereichen gewählt und kombiniert werden.



# 6.2 Übungen für Lektionen vormerken




#### 6.3 Neue Lektion erstellen


Es empfiehlt sich, vor dem Erstellen einer Lektion alle gewünschten Übungen in einer Liste zu sammeln oder sie mit der L-Funktion vorzumerken. Mit Klicken/Tippen auf das + unterhalb der → Liste der Lektionen öffnet das Fenster zum Erstellen neuer Lektionen. Hinweis: Vordefinierte Übungen sind am Ende des Titels mit einem Stern gekennzeichnet.

Eigene Übungen erscheinen immer ganz am Ende der Liste.


#### 6.3.1 Erstellen einer Lektion via Modul oder Kompetenz



#### 6.3.2 Erstellen einer Lektion via Auswahl L



# 6.4 Lektion bearbeiten



Mit Klicken/Tippen auf das Symbol gelangt man zu den Einstellungen einer Lektion.

Liste der Übungen dieser Lektion

Entfernt die ausgewählte Übung

Reihenfolge ändern


- Übung nach oben verschieben
- Übung nach unten verschieben

# 7 Export

## 7.1 Allgemein


Die Export- und Importfunktion erlaubt den Austausch von vordefinierten und selber erstellten Übungen unter den Nutzern/Nutzerinnen oder das Bereitstellen von Übungen zu einem bestimmten Thema für Lernende  $\rightarrow$  Import.


## 7.2 Übungen für den Export speichern



# 7.3 Export verwalten

Die Taste *Export* im Hauptmenu führt zum Verwaltungsbereich der Übungen, die für den Export bestimmt sind. Hier können jeweils maximal fünf Übungen für den Export bereitgestellt, in einen QR-Code gepackt und als Bilddatei exportiert werden.





#### **Export vorbereiten**



Bearbeitungsoptionen öffnen

Ziehen Sie die Übungen, die Sie exportieren möchten mit gedrückter linker Maustaste oder mit dem Finger (Touchscreen) in den hellgrauen Bereich.



Übung aus dem Export entfernen



Bearbeitung beenden

#### 7.3.1 Übungen exportieren **dob** online



Die Übungen im hellgrauen Bereich (maximal 5) werden in einen QR-Code gepackt.



Der QR-Code wird als Bilddatei exportiert.

## 7.3.2 Übungen exportieren **dob** App




Die Übungen im hellgrauen Bereich (maximal 5) werden in einen QR-Code gepackt.

Den QR-Code speichern: Drücken Sie kurz die Standbytaste und die Home-Taste gleichzeitig. Das Bildschirmfoto wird zum Album «Aufnahmen» hinzugefügt.

# 8 Import

# 8.1 Allgemein


Die Taste Favoriten führt zum Verwaltungsbereich für importierte Übungen.



# 8.2 Import von Übungen aus dob pro

Die Übungen von **dob pro** können mit weiteren ergänzt werden. Diese müssen von anderen Anwender von **dob pro** als QR-Code bereitgestellt werden  $\rightarrow$  Export.

## 8.2.1 Übungen importieren **dob** online






- 1. Klicken/Tippen auf Importieren
- 2. Klicken/Tippen auf Datei auswählen
- 3. Den QR-Code auswählen, Auswahl bestätigen

Die Übungen werden im Importbereich entpackt und abgelegt.

Anmerkung: Die Bilddatei kann auf einem Tablet zurzeit noch nicht mit der Kamera erfasst werden.

#### 8.2.2 Übungen importieren **dob** App





Klick auf *Import* öffnet den QR-Code Scanner. Bewegen Sie den Code in die grüne Markierung. Der Code wird automatisch erfasst und die Übungen importiert.

#### 9 Module

9.1



Ein Objekt erkennen 1

#### 9.1.1 Aufgabe

Auf dem Bildschirm erscheint ein Objekt. Finde, erkenne und benenne es. Variante: Das Objekt bewegt sich auf dem Bildschirm.

#### 9.1.2 Übungsablauf

- · Wenn nötig, wird eine Vorschau des gesuchten Objekts gezeigt.
- · Klicken/Tippen auf die Starttaste oder SPACE.
- An einem zufälligen Ort auf dem Bildschirm erscheint ein Objekt.
   Es soll gefunden, erkannt und benannt werden.
   Die Vorschau kann innerhalb der Aufgabe mit Umschalt+H noch einmal eingeblendet werden.
- · Variante: Das Objekt bewegt sich auf dem Bildschirm.
- Das gesuchte Objekt wird angeklickt oder angetippt.
   Alternative: Bestätigung mit SPACE

Innerhalb der Übungen können Animation, Objektgrösse, Kontrast, Bewegungstempo, Bewegungstyp, Hintergrundfarbe und Muster mit Tastaturbefehlen verändert werden.


- ightarrow Tastaturbefehle alle Module, Individualisierung Modul **spot**
- ightarrow Eigene Übungen erstellen: Editor alle Module, Editor Modul  $\operatorname{spot}$

## 9.1.3 Übungen

- Fixation zufällig, peripher rechts links, peripher oben unten
- Gesichtsfeld rechts, links, oben, unten
- Blickwechsel horizontal, vertikal, diagonal
- Folgebewegung horizontal, vertikal, diagonal, Kreis, Quadrat, Dreieck
- Bewegung zentral
- Kontrast
- Frequenz erkennen, unterscheiden
- Farbe erkennen, unterscheiden
- Gesicht erkennen, deuten
- Figur-Grund
- Sehzeichen Lea-Symbole, Landoltringe, Snellen-Haken
- Form erkennen, abtasten, entdecken
- Uhr
- Schriftzeichen Buchstaben, Zahlen
- → Übersicht aller Übungen geordnet nach Übungsart auf www.dob.li.




Blickwechsel horizontal | M\_pos\_1, sw




Gesicht deuten | XL\_pos\_1



Figur-Grund | L\_col\_2



Folgebewegung diagonal | L\_col\_3, Bergbahnen



Frequenz erkennen | L\_pos\_1, Gitter



Uhr | XL\_pos\_4

# **spotPlus** Ein Objekt von anderen unterscheiden

#### 9.2.1 Aufgabe

Ein Objekt wird gezeigt. Anschliessend erscheint es ein- oder mehrfach zusammen mit Objekten die sich in Form und/oder Farbe unterscheiden. Finde und benenne es.

#### 9.2.2 Übungsablauf

- Eine Vorschau zeigt, nach welchen Objekteigenschaften gesucht werden soll.
- · Klicken/Tippen auf die Starttaste oder SPACE.
- · Das Objekt erscheint ein- oder mehrfach zusammen mit sich unterscheidenden Objekten auf dem Bildschirm.
  - Die Vorschau kann innerhalb der Aufgabe mit Umschalt+H noch einmal eingeblendet werden.
- Die Objekte mit den gesuchten Eigenschaften werden angeklickt oder angetippt. Gibt es nur zwei Objekte, kann auch mit SPACE bestätigt werden.

Innerhalb der Übungen können Animation, Objektgrösse, Kontrast, Hintergrundfarbe und Muster mit Tastaturbefehlen verändert werden.

- → Tastaturbefehle alle Module, Individualisierung Modul **spotPlus**
- → Eigene Übungen erstellen: Editor alle Module, Editor Modul **spotPlus**

#### 9.2.3 Eigenschaften



Form









Grösse

Farbe oder Farbkombination Deckkraft → Farbkombinationen

Es kann nach einzelnen Eigenschaften oder nach Kombinationen gesucht werden.

eine Eigenschaft



Beispiel Aufgabe:

Finde alle blauen Objekte.

Form, Deckkraft und Grösse spielen keine Rolle.

Kombination von Eigenschaften



Beispiel Aufgabe: Finde alle roten Dreiecke


Deckkraft und Grösse spielen keine Rolle.




Fixation exzentrisch rechts | M neg a 2



Trennen | XL col b 1



Fremdling | M\_col\_a\_1, Emoticons



Schriftzeichen Buchstaben | L\_neq\_d\_1



Crowding Rahmen | S\_pos\_c\_2



wo ist ...? | S\_col\_d\_1, Vögel

#### 9.2.4 Anordnung

Die Objekte können in fünf Varianten auf dem Bildschirm angeordnet sein:


- a Linie horizontal, vertikal oder schief bzw. diagonal
- b Kreis
- c Raster regelmässige Verteilung in einem Rechteck, z.B. 5x4 Objekte
- d zufällig Objekte sind mit einem Mindestabstand auf dem Bildschirm verteilt
- e Knäuel Objekte rücken mit einem Mindestabstand zusammen

Die Anordnung ist im Code des Übungstitels erkennbar.


Beispiel: *suchen und finden: Form S\_neg\_c\_1*Gesucht werden in dieser Übung kleine helle Formen vor dunklem Hintergrund.
Sie sind in einem regelmässigen Raster angeordnet.

#### 9.2.5 Übungen


- Fixation exzentrisch rechts, links, oben, unten, zufällig, Kreis
- Gesichtsfeld rechts, links, oben, unten, oben rechts, oben links, unten rechts, unten links, zufällig
- Kontrast
- Frequenz erkennen, unterscheiden, vergleichen
- Farbe erkennen, unterscheiden
- Gesicht erkennen, deuten
- Crowding Fläche, Rahmen, Kontur, Sehzeichen
- Trennen *Fläche, Rahmen, Kontur*
- Form *unterscheiden*
- Figur-Grund
- Sehzeichen Lea-Symbole, Landoltringe, Snellen-Haken
- Schriftzeichen Buchstaben, Zahlen
- Raumlage
- Fremdling
- Muster erkennen
- suchen und finden Form, Farbe, Grösse, Form und Farbe
- wo ist ...?
- ightarrow Übersicht aller Übungen geordnet nach Übungsart auf www.dob.li.




Linie: Raumlage | M\_col\_a\_1




Kreis: Sehzeichen: Lea-Symbole | M\_neg\_b\_1



Raster: suchen und finden Farbe | S\_neg\_c\_1



zufällig: Frequenz unterscheiden | M\_col\_d\_1



Knäuel: Farbe unterscheiden | XS\_pos\_e\_2

#### 9.3.1 Aufgabe

Auf dem Bildschirm erscheint ein zu kleines oder zu grosses Objekt. Die Grösse des Objekts wird verändert, bis du es erkennst.

Variante: Es erscheint ein Objekt mit niedriger oder hoher Deckkraft. Die Deckkraft des Objekts wird verändert.

Stoppe die Veränderung mit der Taste S.

#### 9.3.2 Übungsablauf

- Wenn nötig, wird eine Vorschau des gesuchten Objekts gezeigt.
- · Klicken/Tippen auf die Starttaste oder SPACE.
- An einem zufälligen Ort auf dem Bildschirm erscheint ein zu kleines oder zu grosses Objekt. Die Grösse des Objekts wird schrittweise verändert, bis es erkannt wird.
- Variante: Es erscheint ein Objekt mit niedriger / hoher Deckkraft. Die Deckkraft des Objekts wird schrittweise verändert, bis es erkannt / bis es nicht mehr erkannt wird.
- Das gesuchte Objekt wird angeklickt oder angetippt.
   Alternative: Bestätigung mit SPACE

Innerhalb der Übungen können Animation, Objektgrösse, Kontrast, Hintergrundfarbe und Muster mit Tastaturbefehlen verändert werden.

- → Tastaturbefehle alle Module, Individualisierung Modul **zoom**
- ightarrow Eigene Übungen erstellen: Editor alle Module, Editor Modul **zoom**

## 9.3.3 Eigenschaften

Die Objekteigenschaften Grösse und/oder Kontrast nehmen im Verlauf jeder Aufgabe kontinuierlich oder schrittweise zu < oder ab >.

Die Art der Veränderung ist im Code des Übungstitels erkennbar.

Beispiel: Form entdecken XS\_col\_<\_2, Obst


Gesucht werden farbige Früchte. Ihre Grösse nimmt von sehr klein bis mittelgross zu.

## 9.3.4 Übungen

- Bewegung zentral
- Kontrast
- Frequenz erkennen, unterscheiden
- Gesicht erkennen, deuten
- Sehzeichen Lea-Symbole, Landoltringe, Snellen-Haken
- Form abtasten, erkennen, entdecken
- Schriftzeichen Buchstaben, Zahlen
- ightarrow Übersicht aller Übungen geordnet nach Übungsart auf www.dob.li.




Form entdecken | XS\_col\_<\_3, Obst



Form abtasten | XXL\_col\_>2, Tiere




Kontrast | XL\_pos\_<\_1, Hiding Heidi



Frequenz unterscheiden | M\_col\_<\_1



Sehzeichen Snellen-Haken | XS\_neg\_<\_3



Bewegung zentral | S\_col\_<\_1

# 9.4 track Einer Spur folgen

#### 9.4.1 Aufgabe

Bewege ein Objekt mit Maus, Pfeiltasten oder Finger (Touchscreen) entlang einer Linie.

#### 9.4.2 Übungsablauf


- Ein Objekt und eine Spur werden gezeigt.
- · Das zu bewegende Objekt blinkt zu Beginn der Aufgabe.
- Es wird mit der Maus, mit dem Finger (Touchscreen) oder mit den Pfeiltasten frei über die Spur bewegt.
- Varianten:
  - · Am Ende der Linie steht ein Ziel.
- Entlang der Linie stehen mehrere Ziele.
- Das Objekt wird mit der Maus, mit dem Finger (Touchscreen) oder mit den Pfeiltasten zum Ziel/zu den Zielen bewegt.
- In den Übungen ohne Ziel bekommst du eine Rückmeldung. Sie zeigt, wie oft du mit dem Objekt angestossen oder von der Linie gefallen ist.
- Am Ende der Aufgabe wird gezeigt, wie oft das Objekt angestossen oder gefallen ist (fakultativ).

Innerhalb der Übungen können Linientyp, Breite und Deckkraft der Spur, Animation des Zielobjekts, Hintergrundfarbe und Muster mit Tastaturbefehlen verändert werden.


- ightarrow Tastaturbefehle alle Module, Individualisierung Modul track
- → Eigene Übungen erstellen: Editor alle Module, Editor Modul track

# 9.4.3 Übungen


- Spur halten mit Ziel
   Gerade, Ecke, Kurve, Spirale, Treppe, geometrische Form, freie Form
- Spur halten ohne Ziel Gerade, Ecke, Kurve, Spirale, Treppe, geometrische Form, freie Form, Loop
- Balancieren mit Ziel
   Gerade, Ecke, Kurve, Spirale, Treppe, geometrische Form, freie Form
- Balancieren ohne Ziel Gerade, Ecke, Kurve, Spirale, Treppe, geometrische Form, freie Form, Loop
- Ziele sammeln, Spur Gerade, Ecke, Kurve, Spirale, Treppe, geometrische Form, freie Form
- Ziele sammeln, Linie
   Gerade, Ecke, Kurve, Spirale, Treppe, geometrische Form, freie Form
- → Liste aller Spurarten (pdf) auf www.dob.li.
- → Übersicht aller Übungen geordnet nach Übungsart auf www.dob.li.



Spur halten mit Ziel Treppe | L\_neg\_2




Spur halten ohne Ziel Gerade | L\_col\_5 vertikal



Balancieren ohne Ziel Spirale | M\_pos\_2



Balancieren ohne Ziel Loop | L pos 7



Ziele sammeln, Linie Ecke | M\_col\_1



Ziele sammeln, Linie Kurve | M\_pos\_2

#### 9.5.1 Aufgabe

Bewege ein Objekt mit Maus, Pfeiltasten oder Finger (Touchscreen) und folge damit einem anderen Objekt.

#### 9.5.2 Übungsablauf

- Ein Objekt, ein Zielobjekt und eine Spur werden gezeigt.
- Das zu bewegende Objekt blinkt zu Beginn der Aufgabe.
- Sobald das Objekt bewegt wird, bewegt sich auch das Zielobjekt und die Spur verschwindet.
- Bewege nun das Objekt mit der Maus, mit dem Finger (Touchscreen) oder mit den Pfeiltasten und folge dem Zielobjekt möglichst genau.
- Das Objekt ist nicht an die Linie gebunden. Im Gegensatz zu den Übungen in **track** kann es frei über den Bildschirm geführt werden.
- Am Ende jeder Aufgabe bekommst du eine Rückmeldung. Sie zeigt, wie genau du das Objekt geführt hast (a. Objekt folgen) oder wie oft du das Objekt eingeholt hast (b. Objekt fangen) (fakultativ).

Innerhalb der Übungen können die Art, wie das Zielobjekt gezeigt wird, Animation des Ziels, Hintergrundfarbe und Muster mit Tastaturbefehlen verändert werden


- → Tastaturbefehle alle Module, Individualisierung Modul trace
- ightarrow Eigene Übungen erstellen: Editor alle Module, Editor Modul  ${f trace}$

## 9.5.3 Übungen


- Objekt folgen
   Gerade, Ecke, Kurve, Spirale, Treppe, geometrische Form, freie Form, Loop, zufällig
- Objekt fangen Gerade, Ecke, Kurve, Spirale, Treppe, geometrische Form, freie Form, Loop, zufällig
- → Liste aller Spurarten (pdf) auf www.dob.li.
- → Übersicht aller Übungen geordnet nach Übungsart auf www.dob.li.



Objekt folgen Ecke | XL\_pos\_1




Objekt folgen Loop | L\_pos\_10




Objekt fangen Treppe | M\_pos\_2



Objekt folgen Spirale | L\_neg\_2



Objekt fangen Kurve | M\_col\_1



Objekt fangen geometrische Form | L\_col\_04

# 9.6 stimula Bewegte Muster wirken lassen

#### 9.6.1 Aufgabe

Schau dir Muster an, die sich in Farbe, Form, Grösse oder Lage verändern. Drücke die Taste E oder überfahre die Objekte mit der Maus oder dem Finger (Touchscreen) und lass dich überraschen.

#### 9.6.2 Übungsablauf

- Es wird ein Muster gezeigt, das sich in Farbe, Form, Grösse oder Lage verändert.
- Drücken der Taste E oder Berührung der hervorgehobenen Objekte bewirkt einen zusätzlichen Effekt.
- Einzelne Übungen reagieren auf Mausbewegungen bzw. Wischen (Touchscreen).

Innerhalb der Übungen können Kontrast, Geschwindigkeit, Richtung, Hintergrundfarbe und Muster mit Tastaturbefehlen verändert werden.


- → Tastaturbefehle alle Module, Individualisierung Modul **stimula**
- → Eigene Übungen erstellen: Editor alle Module, Editor Modul **stimula**

#### 9.6.3 Übungen


- Punkt
- Linie
- Fläche
- Interaktiv
- OKN
- → Übersicht aller Übungen geordnet nach Übungsart auf www.dob.li.

#### Epilepsiewarnung


Bei manchen Personen kann es in besonderen Fällen zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt sind. Diese Personen können möglicherweise bei der Benutzung von **dob** einen Anfall erleiden. Hiervon können auch Personen betroffen sein, deren Krankheitsgeschichte bislang keine Epilepsie aufweist und die nie zuvor epileptische Anfälle gehabt haben.




Stimulation Punkt 1000




Stimulation Punkt 1003




Stimulation Punkt 1005



Stimulation Punkt 3000



Stimulation interaktiv 8010



Stimulation OKN | L pos 2

# 10 Steuerung des Programms mittels Tastatur und Touchscreen

Über Tastaturbefehle können z.B. Objekteigenschaften und Hintergrund während des Arbeitens verändert und so unmittelbar den Bedürfnissen der Lernenden angepasst werden.

→ Liste der Tastaturbefehle und Gesten (pdf) auf www.dob.li.

# 10.1 Programmübergreifend

Taste	Geste	Beschrieb	Wirkung	
1 + 1		Information	Übersicht der Tastaturbefehle und Gesten	
1 + M		Menu	Hauptmenu ein- ausblenden	

# 10.2 Innerhalb einer Übung

Taste	Geste	Beschrieb	Wirkung	
	>	SPACE	Start Aufgabe / Bestätigung Aufgabe	
enter	×	ENTER	Übung starten / beenden	
<b>1</b> + <b>P</b>	$\bigcirc$	Preferences	Einstellungen der Übung	
1	$\bigvee$	1	1. Farbe Hintergrund und Hintergrundmuster	Geste: Wechsel zwischen den beiden Hintergrundfarben
2	$\bigvee$	2	2. Farbe Hintergrund und Hintergrundmuster	Geste: Wechsel zwischen den beiden Hintergrundfarben
3		3	Form Hintergrundmuster wechseln <	
4		4	Form Hintergrundmuster wechseln >	
5		5	Grösse Hintergrundmuster verkleinern	
6		6	Grösse Hintergrundmuster vergrössern	
7		7	Abstand Hintergrundmuster verkleinern	
8		8	Abstand Hintergrundmuster vergrössern	
0		0	Kein Hintergrundmuster	
N		Normal	Zurück zu den Grundeinstellungen der letzten Aufgabe	
1 + Ctrl + N		Normal	Zurück zu den Grundeinstellungen der Übung	

Taste	Geste	Beschrieb	Wirkung	
① + ctrl + 3			Hintergrund nach links bewegen	
① + Ctrl + 4			Hintergrund nach rechts bewegen	
① + ctrl + 5			Hintergrund nach oben bewegen	
① + ctrl + 6			Hintergrund nach unten bewegen	
① + Ctrl + 8			Hintergrund langsamer bewegen	
① + ctrl + 9			Hintergrund schneller bewegen	

# 10.3 Individualisierung spot: fixes Objekt

spot				
Taste	Geste	Beschrieb	Wirkung	
▼	Ţ	KEY DOWN	Objekt verkleinern	
	1	KEY UP	Objekt vergrössern	
•	<b></b>	KEY LEFT	Deckkraft des Objekts senken	
•	•—	KEY RIGHT	Deckkraft des Objekts erhöhen	
A		Animation	Animation starten / stoppen	Flickern (Deckkraft) -> Stopp ->Auf / Ab -> Stopp
1 + H	$\triangle$	Hinweis	Gesuchtes Objekt zeigen	Nur Aufgaben mit Vorschau

# 10.4 Individualisierung spot: bewegtes Objekt

spot				
Taste	Geste	Beschrieb	Wirkung	
•	Ī	KEY DOWN	Objekt langsamer bewegen	
<b>A</b>	l	KEY UP	Objekt schneller bewegen	
① + Ctrl + ▼	Ī	KEY DOWN	Objekt verkleinern	
① + Ctrl + ▲	l	KEY UP	Objekt vergrössern	
•	<b>-</b>	KEY LEFT	Deckkraft des Objekts senken	
•	•	KEY RIGHT	Deckkraft des Objekts erhöhen	
A		Animation	Animation starten / stoppen	Flickern (Deckkraft) -> Stopp ->Auf / Ab -> Stopp
S		Start / Stopp	Bewegung starten / stoppen	
D		Direction	Richtung der Bewegung umkehren	
T		Тур	Typ der Bewegung ändern	stop + go -> yoyo hart -> yoyo weich -> kontinuierlich
1 + H	$\triangle$	Hinweis	Gesuchtes Objekt zeigen	Nur Aufgaben mit Vorschau

# 10.5 Individualisierung spotPlus

spotPlus				
Taste	Geste	Beschrieb	Wirkung	
•	Ī	KEY DOWN	Gesuchte Objekt verkleinern	
<b>A</b>	1	KEY UP	Gesuchte Objekt vergrössern	
•	-	KEY LEFT	Deckkraft der gesuchten Objekte senken	
•	•	KEY RIGHT	Deckkraft der gesuchten Objekte erhöhen	
A		Animation	Animation gesuchte Objekt starten / stoppen	Flickern (Deckkraft) -> Stopp ->Auf / Ab -> Stopp
① + Ctrl + ▼	Ī	KEY DOWN	Alle Objekt verkleinern	
① + Ctrl + ▲	l	KEY UP	Alle Objekt vergrössern	
① + Ctrl + ◀	<b></b>	KEY LEFT	Deckkraft aller Objekte senken	
① + ctrl + ►	-	KEY RIGHT	Deckkraft aller Objekte erhöhen	
1 + ctrl + A		Animation	Animation aller Objekte starten / stoppen	Flickern (Deckkraft) -> Stopp ->Auf / Ab -> Stopp
1 + H	$\triangle$	Hinweis	Gesuchte Objekte zeigen	Nur Aufgaben mit Vorschau

# 10.6 Individualisierung zoom

zoom				
Taste	Geste	Beschrieb	Wirkung	
•	Ī	KEY DOWN	Zoom langsamer	
<b>A</b>	l	KEY UP	Zoom schneller	
▼	Ī	KEY DOWN	Objekt verkleinern	Am Ende von zoom
<b>A</b>	l	KEY UP	Objekt vergrössern	Am Ende von zoom
•		KEY LEFT	Deckkraft des Objekts senken	
•	•	KEY RIGHT	Deckkraft des Objekts erhöhen	
A		Animation	Animation Objekt starten / stoppen	Flickern (Deckkraft) -> Stopp ->Auf / Ab -> Stopp
S		Start / Stopp	Bewegung starten / stoppen	
1 + H	$\triangle$	Hinweis	Gesuchtes Objekt zeigen	Nur Aufgaben mit Vorschau

# 10.7 Individualisierung track

track				
Taste	Geste	Beschrieb	Wirkung	
•	Ī	KEY DOWN	Objekt nach unten bewegen	
<b>A</b>	l	KEY UP	Objekt nach oben bewegen	
•		KEY LEFT	Objekt nach links bewegen	
	•	KEY RIGHT	Objekt nach rechts bewegen	
A		Animation	Animation des Ziels starten / stoppen	
T		Тур	Art der Spur ändern	gepunktet -> gestrichelt 1 -> gestrichelt 2 -> gestrichelt 3 -> gestrichelt 4 -> gestrichelt 5 -> ausgezogen
① + Ctrl + ▼	Ī	KEY DOWN	Breite der Spur verkleinern	
① + Ctrl + ▲	l	KEY UP	Breite der Spur vergrössern	
① + Ctrl + ◀	<b></b>	KEY LEFT	Deckkraft der Spur senken	
① + Ctrl + ►	•	KEY RIGHT	Deckkraft der Spur senken	

# 10.8 Individualisierung trace



# 10.9 Individualisierung stimula

stimula				
Taste	Geste	Beschrieb	Wirkung	
•	Ī	KEY DOWN	Bewegung verlangsamen	
<b>A</b>	l	KEY UP	Bewegung beschleunigen	
•		KEY LEFT	Deckkraft der Objekte senken	
•	-	KEY RIGHT	Deckkraft der Objekte erhöhen	
E		Effekt	Spezialeffekt	
S		Start / Stopp	Bewegung starten / stoppen	
D		Direction	Richtung der Bewegung umkehren	
① + Ctrl + ▼	Ī	KEY DOWN	stimula 8000: Objekt verkleinern	Nur stimula 8000
① + Ctrl + ▲	l	KEY UP	stimula 8000: Objekt vergrössern	Nur stimula 8000
① + Ctrl + ◀	-	KEY LEFT	OKN: Weniger, breitere Streifen	Nur OKN
① + Ctrl + ►	•	KEY RIGHT	OKN: Mehr, schmalere Streifen	Nur OKN

# 11 Übersicht

# 11.1 Module

Modul		Ziel
	spot	Ein Objekt erkennen 1
	spotPlus	Ein Objekt von anderen unterscheiden
	zoom	Ein Objekt erkennen 2
•	track	Einer Spur folgen
	trace	Einem Objekt folgen
	stimula	Bewegte Muster wirken lassen

# 11.2 Übungskategorien und primäre Kompetenz

Kategorie	Ergänzung	Primäre Kompetenzen
Stimulation	Punkt Linie Fläche interaktiv OKN	Aufmerksamkeit   Lenkung der Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit   Lenkung der Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit   Daueraufmerksamkeit Koordination   Auge-Hand-Koordination Motilität   Optokinetischer Nystagmus
Fixation	zufällig peripher rechts - links peripher oben - unten	Motilität   Fixation
Fixation exzentrisch	rechts links oben unten zufällig Kreis	Aufmerksamkeit   Aufmerksamkeitsfeld
Gesichtsfeld	rechts links oben unten oben rechts oben links unten rechts unten links zufällig	Aufmerksamkeit   Aufmerksamkeitsfeld
Blickwechsel	horizontal vertikal diagonal	Motilität   Sakkaden
Folgebewegung	horizontal vertikal diagonal Kreis Quadrat Dreieck	Motilität   Folgebewegung

Kategorie	Ergänzung	Primäre Kompetenzen
Spur halten mit Ziel	Gerade Ecke Kurve Spirale Treppe geometrische Form freie Form	Koordination   Auge-Hand-Koordination
Spur halten ohne Ziel	Gerade Ecke Kurve Spirale Treppe geometrische Form freie Form Loop	Koordination   Auge-Hand-Koordination
Balancieren mit Ziel	Gerade Ecke Kurve Spirale Treppe geometrische Form freie Form	Koordination   Auge-Hand-Koordination
Balancieren ohne Ziel	Gerade Ecke Kurve Spirale Treppe geometrische Form freie Form Loop	Koordination   Auge-Hand-Koordination
Ziele sammeln, Spur	Gerade Ecke Kurve Spirale Treppe geometrische Form freie Form	Koordination   Auge-Hand-Koordination

Kategorie	Ergänzung	Primäre Kompetenzen
Ziele sammeln, Linie	Gerade Ecke Kurve Spirale Treppe geometrische Form freie Form	Koordination   Auge-Hand-Koordination
Objekt verfolgen		Koordination   Auge-Hand-Koordination
Bewegung	zentral	Bewegungswahrnehmung   zentral
Kontrast		Kontrastwahrnehmung   Kontrast
Frequenz	erkennen unterscheiden vergleichen	Kontrastwahrnehmung   Frequenz
Gesicht	erkennen deuten	Gesichtswahrnehmung   Erkennung Gesichtswahrnehmung   Interpretation
Farbe	erkennen unterscheiden zuordnen	Farberkennung   Farbe Farberkennung   Farbe Farberkennung   Farbassoziation
Crowding	Fläche Rahmen Kontur Sehzeichen	Trennfähigkeit   Crowding
Trennen	Fläche Rahmen Kontur	Trennfähigkeit   Figur-Grund-Wahrnehmung
Figur-Grund		Trennfähigkeit   Figur-Grund-Wahrnehmung
Sehzeichen	Lea-Symbole Landoltringe Snellen-Haken	Formerkennung   Gestalt

Kategorie	Ergänzung	Primäre Kompetenzen
Form	abtasten erkennen unterscheiden entdecken ergänzen	Motilität   Visuelles Abtasten Formerkennung   Gestalt
Uhr		Formerkennung   Gestalt
Schriftzeichen	Buchstaben Zahlen	Formerkennung   Gestalt
Raumlage		Formerkennung   Raumlage
Fremdling		Formerkennung   Gestalt
Bilder	nachbilden ergänzen	Formerkennung   Gestalt
Muster	erkennen nachbilden ergänzen	Visuelles Gedächtnis   Muster
Ordnen	Grösse Farbe Familie	Visuelles Gedächtnis   Reihenfolgen
suchen und finden	Form Farbe Grösse Form und Farbe Form und Grösse Farbe und Grösse	Strategien   Suchstrategien
wo ist?		Strategien   Suchstrategien
Malen		

# 11.3 Kompetenzen und Zuordnung der Module

Kompe	rtenz	Teilkompetenz	Zuordnung Module					
•	Visuelle Aufmerksamkeit	Daueraufmerksamkeit Lenkung der Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsfeld Geteilte Aufmerksamkeit	spot, zoom, track, trace, stimula spot, track, trace, stimula spot, spotPlus, track, trace track, trace					
•	Motilität	Fixation Visuelles Abtasten Visueller Vergleich Sakkaden Folgebewegungen Optokinetischer Nystagmus	alle spot, zoom, track, stimula spotPlus, track spot, track, trace spot, track, trace stimula					
*	Koordination	Auge-Hand-Koordination	track, trace					
	Bewegungs- wahrnehmung	Zentral Radial	spot, zoom, track, trace, stimula					
0	Kontrast- wahrnehmung	Kontrast Frequenz	spot, spotPlus, zoom spot, spotPlus, zoom					
<b>©</b>	Gesichts- wahrnehmung	Erkennung Interpretation Ergänzung	spot, spotPlus spot, spotPlus					
•	Farberkennung	Farbe Grau Schwarz Weiss Farbassoziation	spot, spotPlus spotPlus					
	Trennfähigkeit	Figur-Grund-Wahrnehmung Crowding	spot, spotPlus spotPlus					
•	Formerkennung	Gestalt Grösse Raumlage	spot, spotPlus, zoom spotPlus, zoom spot, spotPlus					
<b>(4)</b>	Visuelles Gedächtnis	Kurzzeitgedächtnis Muster Reihenfolge	spotPlus spotPlus					
<b>G</b>	Strategien	Suchstrategien	spotPlus					

# 12 Evaluation Übung

**dob** registriert während des Arbeitens, wo auf den Bildschirm geklickt oder getippt wird, ob diese Klicks richtig oder falsch sind und misst die Zeitspannen zwischen den Aktionen auf dem Bildschirm. Klick auf den Button  $\bigcirc$  im Hauptmenu öffnet die Einstellungen der Evaluation.

Hinweis: In Modul stimula werden keine Evaluationen gespeichert.

## 12.1 Einstellungen Evaluation




Das Programm registriert die Hintergrunddaten der bearbeiteten Übungen.

Das Programm registriert keine Hintergrunddaten.

Öffnet die Evaluationen der gespeicherten Übungen

**dob** kann nur eine begrenzte Anzahl Übungen speichern. Die Anzahl hängt von der Komplexität der Daten ab. Erstellen Sie von wichtigen Evaluationen einen Screenshot, um sie dauerhaft zu speichern.


## 12.2 Allgemeine Optionen



### 12.3 Beispiele von Evaluationen

Die Evaluation führt abhängig vom Modul oder von der Übungskategorie unterschiedliche Werte auf und stellt die Aktivitäten auf dem Bildschirm in einem oder in mehreren Bildschirmen dar.

#### 12.3.1 Evaluation 1: Modul spot – Blickwechsel horizontal



#### 12.3.2 Evaluation 2: Modul spotPlus - suchen und finden Form

#### Eigene Notizen

Aufgabe /
Zeit bis Klick richtiges Objekt / Objekt

Zeit bis Klick falsches Objekt / Objekt Aufgabe 3, 5, 8: Klickt falsches Objekt


Zeit bis Klick neben Objekt

Aufgabe 7: Klickt 2x neben Objekte

Aufgabe übersprungen mit SPACE Aufgabe 9 und 10: Abbruch


## Beobachtungen und Interpretationen

- Verwechselt Formen (gefülltes Quadrat und Rahmen)
- Sucht nicht systematisch
- Überfordert mit zunehmender Anzahl Objekte
- Suchstrategien trainieren





Suchen und finden Form R\_neg\_c\_1



Darstellung der Aktivitäten auf 6 Bildschirmen. Bei Übungen mit mehr als 6 Aufgaben werden die Klicks von mehreren Augaben (z.B. Aufgabe 1 und 2) auf einem Screen dargestellt.

#### 12.3.3 Evaluation 3: Modul zoom - Kontrast

Joana / Erkennt links die Objekte bei niedriger Deckkraft schnell

Datum

Zeit

2016-08-23

16:42

Aufgabe /
Deckkraft: Änderung von 0 bis 100% /
Deckkraft bei Klick
Zeit bis Klick / Objekt
z.B. Aufgabe 3:
Objekt erkannt bei 70% Deckkraft nach 7 Sekunden

## Klick neben Objekt

Eigene Notizen

Aufgabe 2 und 9: Klickt 1x neben Objekt

# Beobachtungen und Interpretationen

- · Arbeitet gerne mit Emoticons
- Kann die Gesichtsausdrücke interpretieren
- Erkennt Objekte links viel schneller
- Einschränkung des Gesichtsfelds

Joana / Erkennt li	nks die Objekte bei nied	driger Deckkraft schnel	I	
		Date	JM	Zeit
		2016-08-2	23	16:42
Übung: Dauer		Gesamtdauer [se	ec]	Summe Aufgaben [sec]
		58	.0	57.9
Aufgabe:				
Deckkraft	von	bis	Klick bei	Dauer [sec]
1	0.00	1.00	0.28	2.8 😟
2	0.00	1.00	0.77	7.7 🕥
3	0.00	1.00	0.70	7.0 🖭
4	0.00	1.00	0.81	8.1
5	0.00	1.00	0.22	2.2 😨
6	0.00	1.00	0.39	3.9 😟
7	0.00	1.00	0.61	6.1 😩
8	0.00	1.00	0.18	1.8 😉
9	0.00	1.00	0.83	8.3
10	0.00	1.00	1.00	10.0 😨

Aufgabe: Dauer Durchschnitt [sec] 5.8

6 S 9

Darstellung der Aktivitäten auf 6 Bildschirmen. Bei Übungen mit mehr als 6 Aufgaben werden die Klicks von mehreren Augaben (z.B. Aufgabe 1 und 2) auf einem Screen dargestellt.

#### 12.3.4 Evaluation 4: Modul track - Ziele sammeln

### Eigene Notizen

Aufgabe /
Zeit bis ins Ziel
Aufgabe 1: nie angestossen

### Zeit bis Anstossen

Aufgabe 2: angestossen nach 5.8 und 9.4 Sek. bei senkrechtem Spurverlauf. Im Ziel nach 15.3 Sek.


Joana / Schwierigkeiten mit senkrechten Bewegungen Datum Zeit 12:35 2016-08-24 Summe Aufgaben [sec] Übung: Dauer Gesamtdauer [sec] 151.0 112.4 Aufgabe / Anzahl Treffer Treffer nach [sec] 9.6 5.8 9.4 15.3 7.9 10.0 21.6 2 7.1 8.4 14.5 17.3 21.2 4.8 6.5 8.2 24.0 3 13.4 14.6 20.6 Aufgabe: Dauer Durchschnitt [sec] 18.7

Auswertung Übung

 $\Theta$ 

# Beobachtungen und Interpretationen

- Kennt die gesammelten Gegenstände
- Verkrampft sich zunehmend
- Schwierigkeit mit Bewegungen zum Körper hin und vom Körper weg



Ziele sammeln, Spur Treppe R\_col\_1

Die 6 Aufgaben können je auf einem Bildschirm dargestellt werden.

### 13 Editor

Im Editor können vordefinierte Übungen den individuellen Bedürfnissen angepasst oder grundlegend neu definiert und gespeichert werden. Er wird über eine bereits bestehende Übung geöffnet. Einige Grundeinstellungen werden in allen Modulen in gleicher Art und Weise definiert. Daneben gibt es aber auch Einstellungen, die nur für das entsprechende Modul gelten.

## 13.1 Allgemein

#### 13.1.1 Den Editor öffnen

Es empfiehlt sich, als Vorlage eine Übung zu wählen, die den gewünschten Einstellungen schon weitgehend entspricht.

- Wahl des Moduls, in welchem die Übung neu definiert werden soll.
- Wahl und Start einer Übung, die schon möglichst viele Kriterien der neuen Übung erfüllt.
- Öffnen des Editors mit der Tastenkombination ① + P oder mit der Geste ().
- Bestätigen, dass eine Kopie erstellt werden soll.

Eigene Übungen können bereits in der Übungsauswahl über *Einstellungen*  $\exists \equiv \exists$  im Editor geöffnet werden  $\rightarrow$  Eigene Übungen verwalten.


## 13.1.2 Einstellungen und Vorschau

## Einstellungen

Aufgabe Objekt Anordnung Hintergrund

Art der Auswahl:

- kein Wert
- ein Wert
- mehrere Werte
- Bereich
- exakt
- → Beschreibung nächste Seite



#### 13.1.3 Art der Auswahl



Einzelwert Ein einziger Wert für die ganze Übung.

→ Beispiel vorherige Seite:

Objektfarbe für alle Aufgaben schwarz und ohne Kontur.



Auswahl Mehrere Werte,

zufällig Zuordnung je Aufgabe.

→ Beispiel vorherige Seite:

vier verschiedene Formen (Lea-Symbole) die zufällig von

Aufgabe zu Aufgabe wechseln.



Bereich Werte innerhalb eines Bereichs,

kontinuierlich ansteigend oder abnehmend.

→ Beispiel vorherige Seite:

von Aufgabe zu Aufgabe kontinuierlich abnehmende Deckkraft. Falls darstellbar: In der Vorschau des Editors sichtbar beim Wechsel zwischen

den Aufgaben (Punktereihe über dem Vorschaufenster).



Exakt Für jede Aufgabe ein speziell bestimmter Wert.

→ Beispiel vorherige Seite:

fix definierte Grösse in jeder Aufgabe.

Falls darstellbar: In der Vorschau des Editors sichtbar beim Wechsel zwischen

den Aufgaben (Punktereihe über dem Vorschaufenster).



Kein Wert Alle Aufgaben ohne diese Eigenschaft.

→ Beispiel vorherige Seite:

keine Animation, kein Hintergrundmuster.



Gleicher Wert Nur Modul spotPlus


Wert unterscheidet sich nicht

→ Definition Gesuchte.


# 13.2 Einstellungen alle Module

## 13.2.1 Aufgabe

**V**orschau



Keine Vorschau



**A**nimation

(1) Sound

#### Pause

Dauer des Übergangs von einer Aufgabe zur nächsten in Sekunden.

### Überblenden / Ein- Ausblenden

Negative Werte: Überblenden Wert 0: Ausblenden - Einblenden

Positive Werte: Ausblenden - Pause - Einblenden

Hinweis: Überblenden, Ein- Ausblenden ist kombiniert mit Vorschau Aufgabe nicht möglich.

#### Vorschau

3 Varianten:

- Keine Vorschau
- Vorschau am Anfang der Übung
- Vorschau vor jeder Aufgabe


Die Grösse der Vorschau kann entweder mit dem Regler bestimmt werden oder sie hat die gleiche Grösse wie die Objekte in der Aufgabe.


Variante: Werte im Textfeld eingeben.

#### Belohnung

Bei korrekter Lösung der Aufgabe wird das Objekt animiert und/oder ein Klang ertönt.

## 13.2.2 Objekt





### Objektkategorien und mögliche Farbzuordungen

	<i>Kategorie 1</i> Einfarbige Objekte			Kategorie 2 zweifarbige Objekte			Kategorie 3a mehrfarbige Objekte ohne Umriss			Kategorie 3b mehrfarbige Objekte mit Umriss					
Objekt					0			(No)			( )				(DXS)
1. Farbe	#93117E	#93117E	transparent	#93117E	#93117E	#93117E	#93117E	keine 1. Farbe	keine 1. Farbe	keine 1. Farbe	#000000 Farbe der Umrisse	#000000 Farbe der Umrisse	#93117E	transparent	transparent
2. Farbe	keine 2. Farbe	keine 2. Farbe	keine 2. Farbe	#FF8000	#FF8000	transparent	transparent	definiert	definiert	transparent	definiert	definiert	transparent	definiert	transparent
Kontur	keine Kontur	#009EE0	#009EE0	keine Kontur	#009EE0	keine Kontur	#009EE0	keine Kontur	#009EE0	#009EE0	keine Kontur	#009EE0	keine Kontur	keine Kontur	#009EE0

### Kategorie 1: einfarbige Objekte

1. Farbe wählbar, keine 2. Farbe, Kontur wählbar

Objektarten: geometrisch Fläche, Landoltringe, Snellen-Haken, Buchstaben, Zahlen, Konfetti schwarz

## Kategorie 2; zweifarbige Objekte

1.Farbe, 2. Farbe und Kontur wählbar

Objektarten: geometrisch Umriss, Frequenz, Lea-Symbole, Raumlage, Emoticon, Icon, Würfel, Uhr

## Kategorie 3a, mehrfarbige Objekte ohne eigene Umrisse

keine 1. Farbe, 2. Farbe definiert, Kontur wählbar


Objektarten: Flaggen, Verkehrszeichen, Konfetti farbig


## Kategorie 3b, mehrfarbige Objekte mit eigenen Umrissen

1. und 2. Farbe definiert, Kontur wählbar

Die 1. Farbe entspricht der Kontur innerhalb der Illustration, die 2. Farbe der Färbung der Illustration.


Objektarten: gegenständliche Illustrationen






Die längere Seite eines Objekts der Grösse 4 entspricht etwa der Bildschirmhöhe Beispiel: Ein Quadrat der Grösse 4 füllt den Bildschirm in der Höhe aus.


### 13.2.3 Hintergrund







## 13.3 Modulspezifische Einstellungen

#### 13.3.1 spot



## Einzelwert / Auswahl oder Exakt Rand / Mitte (exakt) aktiviert






#### **Animation**

#### Kein Wert, Einzelwert / Auswahl oder Exakt





Fügt eine Bewegungskombination, bestehend aus Art, Typ und Bewegungsgeschwindigkeit hinzu.

#### Art

#### 4 Varianten:

- auf einer Linie
- · im Kreis
- im Quadrat
- · im Dreieck

Linie: Es erscheinen 2 Raster, damit die Lage bestimmt werden kann.

Die Bewegung beginnt im Feld, welches im linken Raster definiert ist.


→ Definition einer Linie

Kreis, Quadrat, Dreieck: Die Wahl des Feldes bestimmt das Bewegungszentrum.

Gegenuhrzeigersinn aktiviert: Das Objekt rotiert im Gegenuhrzeigersinn.

an Pfad ausrichten aktiviert: Das Objekt richtet sich zum Bewegungszentrum bzw. senkrecht zur Bewegungslinie aus.





#### Тур

#### 4 Varianten:

• linear keine Richtungsänderung, konstantes Tempo

• stopp & go Kreis, Quadrat, Dreieck: keine Richtungsänderung, Pause am Scheitelpunkt

Linie: Pause und Richtungsänderung am Anfang und am Ende der Linie

yoyo hart Richtungsänderung am Wendepunkt ohne Tempoänderung

• yoyo weich Richtungsänderung mit Verlangsamen vor - bzw.

Beschleunigen nach dem Wendepunkt

#### Geschwindigkeit

Der Regler bestimmt die Geschwindigkeit.


Variante: Wert im Textfeld eingeben.

## 13.3.2 spotPlus

#### Allgemein

In **spotPlus** geht es um die Unterscheidung von Objekten bzw. die Suche nach Objekten mit bestimmten Merkmalen. Im Unterschied zu **spot** oder **zoom** erscheinen auf dem Bildschirm in der Regel mehrere Objekte. Der Editor legt fest, wie viele Objekte auf dem Bildschirm erscheinen und wie viele davon gesucht werden. Unter *Gesuchte* werden die Suchkriterien definiert.

#### Übersicht



Gesamtzahl aller Objekte

Einstellungen aller bzw. der nicht gesuchten (fremden) Objekte

Anzahl gesuchte Objekte (Teil der Gesamtzahl)

#### Einstellung der Suchkriterien

Beispiel: Die gesuchten Objekte unterscheiden sich in Form und Farbe aber nicht in

Grösse und Deckkraft.

Es wird also nach einem Objekt mit einer bestimmten Form und einer be-

stimmten Farbe gesucht.

# **Rückmeldung** nur Einzelwert



Akkustische Rückmeldung wenn ein falsches Objekt gewählt wird


Beispiel: deaktiviert

Akkustische Rückmeldung wenn das richtige Objekt gewählt wird

Beispiel: aktiviert



#### Einzelwert / Auswahl oder Exakt




#### Wertegruppen

Unter Form, Farbe, Deckkraft und Grösse ist es möglich, innerhalb einer Aufgabe einen einzelnen Wert oder eine Gruppe von Werten (z.B. mehrere Formen und/oder Farbkombinationen) zu definieren.

*Einzelwert* entspricht einer einzigen Gruppe, die allen Aufgaben der Übung zugeordnet ist. Mit *Auswahl* wird aus mehreren definierten Gruppen jeweils eine Gruppe zufällig einer Aufgabe zugeordnet. Die Werte innerhalb der ermittelten Gruppe (z.B. 5 Formen ) werden zufällig gewählt.


Erfassung der einzelnen Werte  $\rightarrow$  Objekt.





## Art / Position

Einzelwert / Auswahl oder Exakt



Fügt eine Kombination, bestehend aus Anordnung, Art und Abstand hinzu.

Fixe Position aktiviert, → Fixe Position

#### Art

5 Varianten, Beispiele → Anordnung

- zufällig
- Kreis
- Linie
- Knäuel
- Raster

Linie aktiviert: Es erscheinen 2 Raster, um die Lage zu bestimmen.

→ Definition einer Linie

#### **Abstand**

Der Regler bestimmt den Abstand.

Negative Werte: Die Objekte überlagern sich.

Wert 0: Kein Abstand zwischen den Objekten.

Positive Werte: Die Objekte haben einen bestimmten Abstand.

Abstand 1 entspricht der längeren Seite des grössten

Objekts auf dem Bildschirm.


Kleinster möglicher Wert: -0.9 Grösster möglicher Wert: 3

Hinweis: Kombiniert mit Art zufällig wird der Mindestabstand definiert.

Einzelwert: Eine Kombination für alle Aufgaben der Übung.

Auswahl: Mehrere Kombinationen. Sie werden den Aufgaben zufällig zugeordnet.

Exakt: Für jede Aufgabe muss eine Kombination festgelegt werden.




Exakt:

Für jede Aufgabe muss eine Kombination festgelegt werden.

#### Spezialfall «fixe Position»


Verbunden mit der Einstellung *fixe Position für fremdes Objekt* kann nur ein einziges fremdes Objekt definiert werden. Dieses Objekt bleibt während der ganzen Übung an einem definierten Punkt des Bildschirms sichtbar (fix). Für die gesuchten Objekte stehen die Optionen Kreis oder Linie offen. Diese speziellen Einstellungen werden nur in den Übungen der Kategorie *Fixation exzentrisch* verwendet.


Kreis: Mehrere gesuchte Objekte sind in einem Kreis um das fremde Objekt herum angeordnet.





Linie: Jeweils ein gesuchtes Objekt erscheint von Aufgabe zu Aufgabe wechselnd an den dafür definierten Orten.








# Beipiele und Definitionen

Kategorie	Vorschau	Anz gesamt	zahl Gesuchte	Objekte	gesucht	Anordnung
Fixation exzentrisch Linie		2	1	schwarz-weisse Zielscheibe mit roter Kontur in allen Aufgaben Deckkraft 1 Grösse 0.8	Pro Aufgabe eine von 6 Formen in roter Farbe (z.B. ein Quadrat) Hinweis: Die Formen sind nur in Gesuchte definiert.	fixe Position für Fremde (Zielscheibe) Linie Abstand 3
Fixation exzentrisch Kreis		13	12	schwarz-weisse Zielscheibe mit roter Kontur in allen Aufgaben Deckkraft 1 Grösse 0.8		fixe Position für Fremde (Zielscheibe) Kreis Abstand 3
Kontrast		2	1	leeres Objekt Nr. 9999 (unsichtbarer Platzhalter) Deckkraft 1 Grösse 3	Eine Form: Hiding Heidi  Deckkraft exakt  Pro Aufgabe erscheint Heidi rechts oder links mit abneh- mender, exakt definierter Deckkraft	Linie horizontal Abstand 0.3


Farbe erkennen	6	1	1 Gruppe mit 6 Formen	Pro Aufgabe eine der 6 Farben (z.B. orange). Sie erscheint einmal.	Raster 3 x 2	
			(runde Konfetti)  1 Gruppe mit 6 Farben  Deckkraft 1  Grösse 1		Abstand	0.5
Trennen Fläche	5	1	1 Gruppe mit 5 Formen 1 Gruppe mit 5 Farbkombinationen Deckkraft 1 Gruppe mit 3 Werten 0.5 / 0.6 / 0.7 Grösse 2	Pro Aufgabe eine der 5 Formen (z.B. das Herz). Sie erscheint einmal.	Kreis Abstand	-0.45 (überlappend)
Trennen Fläche	45	exakt	1 Gruppe mit 2 Formen (Laubbaum, Tanne)  1 Farbe (Objektfarben)  Deckkraft  1 Gruppe mit 3 Werten  1 / 0.95 / 0.9  Grösse  1 Gruppe mit 4 Werten  0.9 / 0.8 / 0.7 / 0.5	Pro Aufgabe exakt eine Form (z.B. das Reh)	Knäuel Abstand	-0.45 (überlappend)

Figur-Grund				19	4/5/6	1 Gruppe mit 6 Formen (Buchstaben) 1 Farbe Deckkraft 1 Grösse 0.6	Pro Aufgabe eine der 6 Formen bzw. Buchstaben (z.B. das E) Die gesuchte Form erscheint 4-, 5- oder 6-mal	zufällig Mindestabstand 0.5
remdling				5	1	Pro Aufgabe exakt eine Gruppe mit 4 Formen Objektfarbe Deckkraft 1 Grösse 0.7	Pro Aufgabe exakt eine nicht passende Form (z.B. der Quirl)	Reihe Abstand 0.5
ochen und nden orm und Farbe	00			45	5/6/7	1 Gruppe mit 4 Formen 1 Gruppe mit 6 Farben Deckkraft 1 Grösse 1 Gruppe mit 5 Werten 0.8 / 0.5 / 0.3 / 0.2 / 0.1	Pro Aufgabe eine der 4 Formen (z.B. doppelter Kreis) in einer der 6 Farben (z.B. grün)  Das gesuchte Objekt erscheint 5-, 6- oder 7-mal.	

#### 13.3.3 zoom




82



Hinweis: In zoom muss sich zwingend entweder die Grösse und/oder die Deckkraft ändern. Es kann nicht in beiden Bereichen *keine Änderung* aktiviert sein.






#### 13.3.4 track und trace

## Allgemein

Drei Elemente bestimmen die optische Umgebung in **track** bzw. **trace**: Objekt, Linie und Ziel.



Einstellungen des Objekts, das über den Bildschirm geführt wird  $\rightarrow$  Objekt

Einstellung der Linie, auf der das Objekt geführt wird

Farbe, Deckkraft und Grösse der Linie werden in der gleichen Art wie Farbe, Deckkraft und Grösse eines Objekts bestimmt.

Veränderungen werden in der Vorschau rechts sichtbar.


Ziel / Anzahl (nur track)

Einstellungen Ziel

Ziele werden gleich wie Objekte definiert.

Werden mehrere Ziele definiert, ist es möglich → Wertegruppen festzulegen

Ziel Steuerung (nur **trace**)



Rückmeldung

nur Einzelwert

#### track



Fehler zählen aktiviert:

Am Ende der Aufgabe wird gezeigt, wie oft das Objekt angestossen oder gefallen ist.

Wird das Objekt ohne Fehler über die Linie geführt, erscheint am Schluss der Aufgabe eine Belohnung.



gruselig

neutral







Sound bei Treffer aktiviert:

Ein Ton signalisiert, wenn das Objekt anstösst oder fällt.

gruseligen Figuren zeigen nicht aktiviert:

In der Rückmeldung werden neutrale Symbole verwendet.

Restzeit anzeigen aktiviert:

Es erscheint eine kleine Uhr in der linken unteren Ecke des Bildschirms.

Ablaufen der Zeit mit Alarmton anzeigen aktiviert:

Bevor die Zeit abläuft erklingt ein Alarmton

#### trace

## Aufgabe Rückmeldung



## Rückmeldung





Sound bei Treffer



**▼** Weg aufzeichnen



Restzeit anzeigen



Ablaufen der Zeit mit Alarmton anzeigen

#### Treffer zählen aktiviert:

Am Ende der Aufgabe wird gezeigt, wie oft man das Ziel fangen konnte.



## Rückmeldung




## Sound bei Treffer aktiviert:

Ein Ton signalisiert, wenn das Zielobjekt erwischt wurde.

#### Weg aufzeichnen aktiviert:

Der Weg des Objekts wird aufgezeichnet und als Linie dargestellt.






## Restzeit anzeigen aktiviert:


Es erscheint eine kleine Uhr in der linken unteren Ecke des Bildschirms.


Ablaufen der Zeit mit Alarmton anzeigen aktiviert:

Bevor die Zeit abläuft erklingt ein Alarmton


In den Übungskategorien ohne Ziel und für die Linientypen *Loop* und *Spezial* wird die Dauer der Aufgabe festgelegt (**track** fakultativ).

















Änderung Spur 2 der Auswahl

Klicken/Tippen auf das Symbol öffnet die  $\rightarrow$  Liste mit allen Spuren. Scrollen und Klicken/Tippen auf die gelb markierte Spur wählt diese aus.

Einzelwert: Eine einzige Spur für die ganze Übung.


Auswahl: Mehrere Spuren. Sie werden den Aufgaben zufällig zugeordnet. Exakt: Für jede Aufgabe muss eine bestimmte Spur gewählt werden.


Blättern durch die Aufgaben mit Klicken/Tippen auf die Punkte über dem Vorschaufenster.











# 13.3.5 stimula

Je nach Art der Stimulation können im Editor unterschiedliche Eigenschaften der optischen Umgebung verändert werden.

Subkategorie	Nummer	Anzahl	Form	Farbe	Deckkraft	Grösse	Bewegung Geschwindigkeit	Bewegung Art	Rückmeldung	Hintergrund
Punkt	1000	Reihen								
	1010									
	1020									
Linie	2000	Reihen								
	2010	Reihen								
	2020									
	2030									
Fläche	3000									
	3010									
	3020									
Interaktiv	8000									
	8010							•		
	8020 - 25									
	8030									
	8040									
	8050		-		•					
OKN	alle	Streifen						Richtung		

## 14 Dank

Die Entwicklung von **dob** wurde ermöglicht durch die Unterstützung folgender Institutionen:

Blinden-Leuchtturm Zürich

Ella Gattiker-Liechti-Stiftung

ERNST GÖHNER STIFTUNG

Ernst Göhner Stiftung

Hans Konrad Rahn Stiftung

Rahn + Bodmer Co.

Roches-Utiger Stiftung



Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband SBV

SZB, Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen

Staub Kaiser Stiftung Stiftung Berty Maikler



Stiftung Denk an mich

Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und

Jugendliche Zollikofen

Stiftung für das behinderte Kind

Stiftung Solidago



visoparents schweiz

## 15 Hinweis

#### Epilepsiewarnung

Bei manchen Personen kann es in besonderen Fällen zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt sind. Diese Personen können möglicherweise bei der Benutzung von dob einen Anfall erleiden. Hiervon können auch Personen betroffen sein, deren Krankheitsgeschichte bislang keine Epilepsie aufweist und die nie zuvor epileptische Anfälle gehabt haben.

# 16 Copyright

Die Autoren von **dob** besitzen das Urheberrecht und andere geistige Eigentumsrechte an sämtlichen Informationen, Bildern und sonstigen Inhalten dieses Dokuments.

Der Inhalt dieses Dokuments darf nur mit schriftlicher Zustimmung der Autoren zu kommerziellen oder nicht kommerziellen Zwecken verbreitet, verändert, Dritten zugänglich gemacht, auf optische und elektronische Datenträger kopiert, vervielfältigt, einschliesslich gespeichert oder benützt werden.